



IOS.05 INCUBATORE DA LABORATORIO

L'incubatore da laboratorio è impiegato per realizzare le condizioni ambientali ottimali per le colture cellulari, mantenendo stabili alcuni parametri fra cui temperatura, umidità e concentrazione di anidride carbonica.

FATTORI DI RISCHIO

- Presenza gas asfissiante, CO₂ (**Asfissia**)
- Contatto accidentale con agenti biologici (**Rischio biologico**)

PROCEDURA DI SICUREZZA

PRIMA DELL'UTILIZZO

- Al primo utilizzo leggere attentamente le istruzioni di sicurezza fornite dal costruttore.
- Verificare periodicamente la tenuta in pressione della linea di CO₂ per il tratto interno al laboratorio.
- Verificare il corretto funzionamento dell'impianto di rilevazione e allarme CO₂.
- Verificare lo stato di integrità delle chiusure di sicurezza e assicurarsi che lo sportello di accesso sia perfettamente chiuso.
- Controllare che i vetrini ed i portacampioni in genere siano integri (es. non siano incrinati o rotti) prima di introdurli nell'incubatore.
- Indossare i DPI indicati.

DURANTE L'UTILIZZO

- Assicurarsi che l'introduzione dei campioni all'interno dell'incubatore avvenga rispettando le capienze e utilizzando il corretto posizionamento.
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al Responsabile delle Attività in Laboratorio. In caso di allarme CO₂ seguire le istruzioni indicate nel seguito della presente procedura.
- Non manomettere di propria iniziativa nessun componente della strumentazione.

DOPO L'UTILIZZO

- Spegnerne la strumentazione a fine ciclo.
- Chiudere le valvole di intercettazione del gas.
- Procedere a pulizia e disinfezione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

		
È obbligatorio indossare indumenti protettivi – M010	È obbligatorio indossare i guanti protettivi – M009	È obbligatorio indossare le protezioni degli occhi – M004
Camice da laboratorio	Guanti di protezione per agenti biologici UNI EN 374-5: 2018	Occhiali di protezione UNI EN 166: 2004



<u>CONTROLLI PERIODICI</u>		
Riferimenti normativi	Tipo di controllo	Periodicità
D.lgs. 81/08 – Titolo III	Controlli e manutenzione Art. 71 – D.lgs. 81/08 (Necessario registro dei controlli e della manutenzione per la strumentazione, la linea di CO₂, l'impianto di rilevazione e allarme CO₂)	Come da istruzioni d'uso e libretto di manutenzione

<u>NOTE</u>	
Dispositivi di sicurezza necessari	<ul style="list-style-type: none">- Linea di distribuzione CO₂ conforme a norme tecniche di riferimento e dotata di dispositivi di sicurezza (elettrovalvola, valvole intercettazione esterne e interne, ecc.) e di dichiarazione di conformità D.M. 37/08;- Impianto fisso di rivelazione e allarme CO₂ nell'ambiente di lavoro.
Formazione frontale integrativa e addestramento	Considerate le specifiche caratteristiche di rischio risulta necessario che il Responsabile delle Attività Didattiche o di Ricerca in Laboratorio (RADRL) effettui una formazione integrativa e specialistica in modalità frontale al momento dell'abilitazione di nuove persone all'utilizzo della strumentazione. La formazione deve comprendere il necessario addestramento, anche in relazione alle possibili situazioni di anomalia o emergenza. Necessario registro della formazione e addestramento. Riferimento normativo: art. 73 – D.lgs. 81/08.
Gestione delle anomalie ed emergenze	Seguire le procedure redatte dal RADRL per la gestione delle emergenze in laboratorio e le indicazioni del piano di emergenza dell'edificio. In generale considerare sempre che l'anidride carbonica (CO₂) ha caratteristiche asfissianti anche in presenza di una sufficiente concentrazione di ossigeno (O₂). In caso di attivazione degli impianti fissi di allarme per sospetta perdita di CO₂ durante le attività di laboratorio occorre aprire le finestre, attivare i sistemi di aerazione (es. cappe chimiche) e sospendere immediatamente l'erogazione del gas agendo sulle valvole di intercettazione. In caso di attivazione dell'allarme al di fuori dell'orario di lavoro, l'intervento deve essere limitato alla chiusura delle valvole di intercettazione esterne e alla chiamata dei soccorsi esterni (VVF) per la preventiva misura della concentrazione di CO₂.