



IOS.07

HPLC

La strumentazione per HPLC (*High Performance Liquid Chromatography*) utilizza la tecnica della cromatografia liquida per separare, attraverso pressioni elevate, i composti presenti in un campione di analisi sfruttando le diverse affinità con la fase "stazionaria" e la fase "mobile".

FATTORI DI RISCHIO

- Differenze di pressione e rottura vetreria (**proiezione di materiali**)
- Impiego solventi organici e altri agenti chimici (**contatto/inalazione**)
- Contatto accidentale con parti surriscaldate (**ustioni, bruciacature**)

PROCEDURA DI SICUREZZA

**PRIMA DELL'UTILIZZO**

- Al primo utilizzo leggere attentamente le istruzioni di sicurezza fornite dal costruttore.
- Indossare i DPI necessari (guanti di protezione, occhiali di protezione, camice da laboratorio).
- Assicurarci che i liquidi di scarto siano convogliati in **tanica di raccolta dotata di sistema filtrante** per bilanciamento delle pressioni.
- Assicurarci che i contenitori degli eluenti in ingresso all'HPLC siano dotati di **tappi di sicurezza**, con chiusura ermetica e sistema filtrante.
- Se presente, azionare l'impianto di aspirazione localizzata o i diversi sistemi di aerazione al fine di ottenere un adeguato ricambio d'aria nel locale.
- Assicurarci che lo sportello di accesso (ove presente) sia chiuso e controllare il dispositivo di blocco.

**DURANTE L'UTILIZZO**

- Verificare il corretto avvio delle analisi; non intervenire di propria iniziativa sui componenti della strumentazione e non manomettere parti della strumentazione.
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al Responsabile delle Attività (RADRL).

**DOPO L'UTILIZZO**

- Spegnerne la strumentazione, procedere a pulizia superfici interne e a riordino banco di lavoro.
- Svuotare la tanica di raccolta degli scarti quanto presenti liquidi per una frazione compresa fra 1/2 e 3/4 dell'intero volume del contenitore.
- Non depositare mai contenitori di scarto chiusi ermeticamente all'interno del laboratorio.
- Conservare le taniche degli scarti sotto cappa per il solo tempo indispensabile alle esigenze del laboratorio; trasferire poi all'interno del deposito temporaneo per rifiuti pericolosi in attesa dello smaltimento.
- Procedere alla verifica periodica dell'assenza di perossidi o composti perossidabili negli scarti provenienti da HPLC.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

		
È obbligatorio indossare indumenti protettivi – M010	È obbligatorio indossare i guanti protettivi – M009	È obbligatorio indossare le protezioni degli occhi – M004
<b>Camice da laboratorio</b>	<b>Guanti di protezione chimica EN 374-1: 2018</b>	<b>Occhiali di protezione UNI EN 166: 2004</b>



<u>CONTROLLI PERIODICI</u>		
Riferimenti normativi	Tipo di controllo	Periodicità
Titolo III – D.lgs. 81/08	<b>Controlli e manutenzione</b> <b>Art. 71 – D.lgs. 81/08</b> (Necessario registro dei controlli e della manutenzione)	Come da istruzioni d'uso e libretto di manutenzione

<u>NOTE</u>	
<b>Formazione frontale integrativa e addestramento</b>	<p>Considerate le specifiche caratteristiche di rischio risulta necessario che il Responsabile delle Attività Didattiche o di Ricerca in Laboratorio (RADRL) effettui una formazione integrativa e specialistica in modalità frontale al momento dell'abilitazione di nuove persone all'utilizzo della strumentazione. La formazione deve comprendere il necessario addestramento, anche in relazione alle possibili situazioni di anomalia o emergenza.</p> <p>Necessario registro della formazione e addestramento.</p> <p>Riferimento normativo: art. 73 – D.lgs. 81/08</p>
<b>Gestione delle anomalie ed emergenze</b>	<p>In caso di sversamenti e rotture accidentali dei contenitori:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aprire le finestre, attivare i sistemi di ventilazione ed estrazione, chiudere le porte e avvisare il Responsabile;</li><li>- Indossare DPI in conseguenza delle sostanze sversate, in generale utilizzare maschere o semimaschere con filtri ABEK per la protezione delle vie respiratorie oltre ai dispositivi già previsti per le normali condizioni di esercizio (<a href="https://www.unipr.it/node/27451">https://www.unipr.it/node/27451</a>);</li><li>- Intervenire utilizzando kit antispandimento con materiali assorbenti;</li><li>- Effettuare lo smaltimento dei materiali utilizzati secondo le procedure relative alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi (<a href="https://www.unipr.it/node/23319">https://www.unipr.it/node/23319</a>).</li></ul>
<b>Misure specifiche di prevenzione dei rischi di incendio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Le strumentazioni HPLC devono essere mantenute pulite da eventuali residui di campioni, solventi, ecc.</li><li>- Eliminare dal laboratorio il maggior numero possibile di fonti di accensione (fiamme libere, dispositivi che possono provocare scintille, fonti di elettricità statica).</li><li>- Evitare fuoriuscite nei tubi del solvente di trasporto. Utilizzare attrezzature di controllo per verificare periodicamente che non vi siano fuoriuscite.</li><li>- Nelle adiacenze della zona di lavoro deve essere presente un estintore portatile a polvere o CO<sub>2</sub>. Verificare l'ubicazione degli estintori e l'identità degli Addetti alla Lotta Antincendio presenti nell'edificio prima di iniziare le attività.</li><li>- Evitare l'accumulo in prossimità dell'attrezzatura di rifiuti, carta o altro materiale combustibile.</li><li>- La manipolazione e i travasi di sostanze infiammabili devono essere effettuati con cautela e lontano dal HPLC in funzione.</li></ul>